

# KIT RAL 555

*Hématologie  
Parasitologie  
Histologie  
Cyto-bactériologie*


## Variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa



*Simple  
d'utilisation*



*Rapide*



*Reproductible*



*Polyvalent*

# Pourquoi choisir le KIT RAL 555 ?



## SIMPLE D'UTILISATION

### MÉTHODE PAR BAINS


On plonge la lame directement dans les flacons.

### FLACONS À COL LARGE

Introduction aisée des lames - Aucun transfert de colorants

## RAPIDE

HÉMATOLOGIE	<i>Frottis sanguins</i>	15 sec
	<i>Frottis médullaires</i>	3 min
CYTO-BACTÉRIOLOGIE		15 sec
PARASITOLOGIE		1 min 4 sec



## STANDARDISÉ REPRODUCTIBLE

### QUALITÉ

Le Kit RAL 555 garantit aux utilisateurs de colorer jusqu'à 230 lames avec une qualité égale et constante.


## POLYVALENT

### MULTI-APPLICATION

Le Kit RAL 555 s'utilise dans différents domaines :

Hématologie Parasitologie Histologie

Cyto-bactériologie



ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FLACONS INDIVIDUELS

Kit RAL 555 : 361550-0000

FIX-RAL 555 : 362870-0100, -1000, -2500 ml

EOSINE-RAL 555 : 361640-0100, -1000, -2500 ml

BLEU-RAL 555 : 361550-0100, -1000, -2500 ml

