



HUILE

à immersion

**NOUVEAU
PACKAGING**



Ergonomie

Transparence

Propreté

*Protection
de l'utilisateur*

Pourquoi l'huile à immersion RAL est-elle **UNIQUE ?**



ERGONOMIE

Le flacon-ampoule profilé DropStick® est sans bouchon et dispose d'un compte-gouttes intégré.

Le support DropStand® maintient le DropStick® à portée de main.



TRANSPARENCE

L'huile à immersion RAL permet d'optimiser la lecture de vos colorations par sa qualité.

D'une transparence inégalée, elle possède le même indice de réfraction que le verre.



PROPRETÉ

La viscosité de l'huile a été étudiée pour déposer une goutte calibrée. Le concept DropStick® - DropStand® permet une utilisation précise, sans fuite sur la paillasse.

15 ml = jusqu'à 650 lames soit environ **650 gouttes**



PROTECTION DE L'UTILISATEUR

L'huile à immersion RAL Diagnostics ne comporte aucune substance toxique pour ses utilisateurs.

PACKS IMMERSION RAL DISPONIBLES



DropStand® avec DropStick (1 x 15 ml + 1 DropStand) Ref.: 340060-0000

Pack DropStand® Immersion 30 (2 x 15 ml + 1 DropStand) Ref.: 340032-0000

Pack DropStand® Immersion 100 (7 x 15 ml + 1 DropStand) Ref.: 340103-0000

Pack Immersion 150 (6 x 25 ml + 2 pipettes compte-gouttes) Ref.: 340150-0000

Pack Immersion 300 (6 x 50 ml + 2 pipettes compte-gouttes) Ref.: 340300-0000

